

ANALYSES

CUVERIE / SPARKWINE

GUIDE D'UTILISATEUR

SAS au capital de 30 000 € – RCS Mâcon 519 816 292 – NAF 6202A



SAS Greenspark
16 Rue Nationale 71420 Gévelard FRANCE

 +33 3 58 34 81 50  contact@greenspark.fr  www.greenspark.fr

SOMMAIRE

1	PREAMBULE	4
2	PRINCIPE DU PLAN DE CONTROLE.....	4
2.1	Schéma de flux.....	4
2.2	OC sur achats de vin	4
2.2.1	Agréage	4
2.2.2	Retiraison	5
2.2.3	Réception	6
2.3	OC sur entrées manuelles.....	7
2.4	OC sur opération de chai (OT)	8
2.5	OC sur OF	8
3	OC.....	9
3.1	Process.....	9
3.2	Accès aux OC.....	9
3.3	Statut OC.....	10
3.4	Description.....	10
3.5	Création de l'analyse	13
3.6	Edition d'un OC et des étiquettes	14
3.7	Saisie des résultats	15
3.8	Validation de l'analyse.....	15
4	IMPORT D'ANALYSE.....	16
4.1	Import Laboratoire externe ICV.....	16
4.1.1	Accès	16
4.1.2	Mode d'accès	16
4.1.3	Faire un import.....	16
4.1.4	Erreur d'import.....	17
4.1.5	Création des Ordres de Contrôle (OC).....	17
4.2	Import Laboratoire IOC (MAISON ANTECH)	17
4.3	Import Analyseur (FOSS) (BIECHER).....	17
5	SITUATION ANALYTIQUE	18
5.1	Principe	18
5.2	Mécanisme	18
5.3	Accès.....	18
5.3.1	Accès soit à partir de la cuve	18
5.3.2	Accès à partir du programme	18
5.4	Situation analytique calculée.....	19
6	DEGUSTATIONS	20
7	LIEN CUVERIE (ONGLET ANALYSE).....	21

7.1	Fiche cuve : onglet Analyses	21
7.2	Création d'une analyse directement à partir de la cuve	21
7.3	Sélection de cuve non analysées	22


1 PREAMBULE

Ce document a pour but de vous guider dans l'utilisation des diverses fonctions relatives aux analyses dans le module Chai de l'ERP SparkWine.

L'accès aux différents programmes se fait par le menu CHAI > ANALYSE.

2 PRINCIPE DU PLAN DE CONTROLE

2.1 Schéma de flux



2.2 OC sur achats de vin

Il faut créer un plan de contrôle pour chaque étape des achats vin :

2.2.1 Agréage

Les contrôles sur les agrégations vin se déclenchent lorsque vous créez un plan de contrôle, soit sur un article, soit sur une famille d'article :



La première capture d'écran, intitulée 'Plan de contrôle [14]', affiche une liste de produits avec leurs familles de contrôle qualité, origines et opérations. L'opération 'Agréage Marché Vin' est sélectionnée pour l'article 'IGP CC ROUGE SYRAH'.

La seconde capture d'écran, intitulée 'Plan de contrôle (q_gs_plan_ctrl:a:q_gs_plan_ctrl)', montre les détails de la configuration. Les champs 'Infos générales' sont identiques à la première image. La section 'Plan de contrôle / gamme [1]' est visible, montrant un 'Type d'OC' de 'ICV', une 'Gamme' de 'GAMME ICV', et un 'Type comparaison' de 'ANALYSES'.

Et indiquer le plan de contrôle associé par gamme dans la table :


Cette capture d'écran, intitulée 'Plan de contrôle / gamme (a_gs_plan_ctrl:a:q_gs_plan_ctrl_gamme)', montre les paramètres de la gamme. Les champs 'Type d'ordre de contrôle' et 'Type comparaison' sont respectivement réglés sur 'DIVERS' et 'NORME'. Le 'Déclenchement de' est configuré sur 'Gamme' et 'CONTROLE BASE'. Une zone de 'Commentaire' est également visible.

Vous pouvez les visualiser et le saisir dans le programme QUALITE – CONTRÔLE QUALITE – Analyse – Historique des OC:




2.2.2 Retraitement

Les contrôles sur les avis de retraitement se déclenchent quand vous créez un plan de contrôle sur les avis de retraitement :



Et indiquer le plan de contrôle associé par gamme dans la table :



Lorsque que vous allez dans votre avis de retraitaisn, vous pouvez saisir votre contrôle dans l'onglet qualité :

2.2.3 Réception

Les contrôles sur les réceptions se déclenchent quand vous créez un plan de contrôle sur les réceptions :

Et indiquer le plan de contrôle associé par gamme dans la table :

Vous pouvez les visualiser et le saisir dans le programme QUALITE – CONTRÔLE QUALITE – Analyse – Historique des OC:

- SW - QUALITE
- CONTRÔLE QUALITE
- Analyse

2.3 OC sur entrées manuelles

Lorsque vous faites une opération d'entrée manuelle de vin (mouvement simple), vous pouvez appliquer un plan de contrôle :

Plan de contrôle [15]

Lib. Article	Famille de contrôle qualité	Origine	Opération
IGP CC ROUGE SYRAH			OT A3 de Produits Près
IGP CC ROUGE SYRAH			OT ASSEMBLAGE
IGP CC ROUGE SYRAH			OT TRAITEMENTS DIVE
IGP CC ROUGE SYRAH			OT REOUEMENT
IGPCC ROUGE INSTANT PLAISIR 75 d			OF ASSEMBLAGE
IGPCC ROUGE INSTANT PLAISIR 75 d			OF
BIB CDR ROUGE ATOUT PLAISIR 10 L			OF REOUEMENT
IGP CC ROUGE SYRAH			OF A3 de Produits Près
IGP CC ROUGE SYRAH	CDR - Côtes du Roussillon	Agrégé Marché Vin	
IGP CC ROUGE SYRAH		Agrégé Marché Vin	
IGP CC ROUGE SYRAH		Mouvement Interne	
IGP CC ROUGE SYRAH	CDR - Côtes du Roussillon	OT Débourage	
IGP CC ROUGE SYRAH		Avis de retraiton	
IGP CC ROUGE SYRAH		OF	
IGP CC ROUGE SYRAH		Réception	

Plan de contrôle (q_gs_plan_ctrl:q_gs_plan_ctrl)

Général | Tous les champs

Infos générales

Code article: 0610SY12

Libellé article: IGP CC ROUGE SYRAH

Famille contrôle qualité: [v]

Origine: Mouvement Interne

Opération: [v]

Actions: Copier

Plan de contrôle / gamme [1]

Type d'OC	Gamme	Type comparaison	Commentaire
DIVERS	CONTROLE BASE	NORME	

- SW - CHAI / CUVERIE
- Fiche Cuve
- MOUVEMENTS
 - Inventaire cuverie
 - OT
 - MOUVEMENTS DIVERS
 - Mouvement simple

Procédez à votre mouvement simple via le programme mouvement simple dans

le module cuverie :

Mouvements simples [1]

Date mvt.	Heure	Nature	Libellé	Code article	Lib. Article	Emplacement	Dépôt	N° lot	Entrée/Sortie	Qté transf stock	Opp
16/08/2021	16.08	Entrée de raisin		0610SY12	IGP CC ROUGE SYRAH	M022	CHAI - GREENSPARK	ER00000020	Entrée (+)	300	399

Mouvements simples (q_gs_cuvc:q_gs_cuvc_arsm)

Général | Tous les champs

Mouvement

Date: 16/08/2021

Heure: 16.08

Nature: Entrée de raisin

Libellé: [v]

Article mouvementé

Code article: 0610SY12

Libellé article: IGP CC ROUGE SYRAH

Libellé article spec: [v]

Emplacement

Cuve: M022

Dépôt: CHAI - GREENSPARK

Lot: ER00000020

Quantité

Stock: 0

Entrée/Sortie: Entrée (+)

Qté transf stock: 300

Chercher cuve

Vous pouvez les visualiser et le saisir dans le programme QUALITE – CONTRÔLE QUALITE – Analyse – Historique des OC:

- SW - QUALITE
- CONTRÔLE QUALITE
- Analyse

Historique des OC [100]

N° OC	N° analyse ICV	Type	Libellé	Date OC	Lib. Article	Emplacement
IC00000118	ICV	OUIERT		16/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000266	DIVERS	OUIERT		16/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	M042
IC00000114	ICV	OUIERT		16/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000363	DIVERS	OUIERT		16/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000264	DIVERS	OUIERT		16/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000262	DIVERS	OUIERT		16/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000261	DIVERS	OUIERT		16/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
IC00000111	ICV	OUIERT		12/08/2021	CAPSAULE BULU VSD 150CL	C542
IC00000112	ICV	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
IC00000113	ICV	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000239	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000260	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000256	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000257	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000258	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000254	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000255	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000249	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000250	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000252	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000253	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000248	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000251	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000245	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000247	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000246	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000244	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000243	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000242	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000240	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000238	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000237	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000236	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000235	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000234	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000233	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000232	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000231	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000230	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000229	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000228	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000227	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000226	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000225	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000224	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000223	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000222	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000221	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000220	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000219	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000218	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000217	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000216	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000215	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000214	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000213	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000212	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000211	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000210	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000209	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000208	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000207	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000206	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000205	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000204	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000203	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000202	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000201	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000200	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000199	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000198	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000197	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000196	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000195	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000194	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000193	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000192	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000191	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000190	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000189	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000188	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000187	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000186	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000185	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000184	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000183	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000182	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000181	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000180	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000179	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000178	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000177	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000176	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000175	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000174	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000173	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000172	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000171	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000170	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000169	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000168	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000167	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000166	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000165	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000164	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000163	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000162	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000161	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000160	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000159	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000158	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000157	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000156	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000155	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000154	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000153	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000152	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000151	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000150	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000149	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000148	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000147	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000146	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000145	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000144	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000143	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000142	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000141	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000140	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000139	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000138	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000137	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000136	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000135	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000134	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000133	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000132	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000131	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000130	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000129	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000128	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000127	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000126	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000125	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000124	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000123	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000122	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000121	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000120	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV00000119	DIVERS	OUIERT		12/08/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	
DV0000011						

2.4 OC sur opération de chai (OT)

Quand vous effectuez un traitement sur une cuve, dans l'onglet analyse de votre OT, vous pouvez saisir les résultats de vos analyses :

The screenshot shows the 'OT Divers' window with two panes. The left pane displays a list of operations with columns for N° OT, Etat OT, Prévu le, Qté traitée, Lib. Article, N° lot, and Stade d'avancement. The right pane shows the 'Analyse' tab for a selected operation, displaying various analysis parameters and their values.

N° OT	Etat OT	Prévu le	Qté traitée	Lib. Article	N° lot	Stade d'avancement
AS00000159	Lancé	09/09/2021	20,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000159	A
TD00000030	Réalisé	11/08/2021	500,000	IGP CC ROUGE SYRAH	149	A
TD00000029	Réalisé	27/07/2021	110,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000092	C
TD00000028	Réalisé	20/07/2021	10,000	IGP CC ROUGE SYRAH	PT00000018	B
TD00000027	Réalisé	19/07/2021	230,000	IGP CC ROUGE SYRAH	T150221-02	ELEVAGE C
TD00000027	Réalisé	15/07/2021	100,000	IGP CC ROUGE SYRAH	DCHCA001-080720	A
A300000029	Clôturé	15/07/2021	200,000	IGP CC ROUGE SYRAH	DCHCA001-080720	ELEVAGE A
AS00000105	Lancé	13/07/2021	100,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000105	C
AS00000104	Lancé	10/07/2021	100,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000104	C
AS00000160	Lancé	09/07/2021	20,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000160	A
AS00000154	Réalisé	09/07/2021	10,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000154	A
AS00000155	Réalisé	09/07/2021	10,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000155	A
AS00000158	Lancé	09/07/2021	10,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000158	A
A300000025	Lancé	09/07/2021	475,000	IGP CC ROUGE SYRAH	A300000025	ELEVAGE A
A300000026	Lancé	09/07/2021	480,000	IGP CC ROUGE SYRAH	A300000026	ELEVAGE A
A300000027	Lancé	09/07/2021	490,000	IGP CC ROUGE SYRAH	A300000027	ELEVAGE A
A300000028	Lancé	09/07/2021	30,000	IGP CC ROUGE SYRAH	A300000028	ELEVAGE A
TD00000025	Réalisé	09/07/2021	50,000	IGP CC ROUGE SYRAH	DCHCA001-080720	A
TD00000026	Réalisé	09/07/2021	200,000	IGP CC ROUGE SYRAH	DCHCA001-080720	A
TD00000019	Réalisé	08/07/2021	100,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000092	C
TD00000019	Réalisé	08/07/2021	105,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000092	C
TD00000020	Réalisé	08/07/2021	210,000	IGP CC ROUGE SYRAH	T150221-C728	C
TD00000021	Réalisé	08/07/2021	205,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000092	C
TD00000022	Réalisé	08/07/2021	191,000	IGP CC ROUGE SYRAH	PT00000001	C
TD00000023	Réalisé	08/07/2021	100,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000092	C
TD00000024	Réalisé	08/07/2021	10,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000092	C
AS00000140	Réalisé	08/07/2021	300,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000140	C
AS00000141	Réalisé	08/07/2021	150,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000141	C
AS00000142	Ouvvert	08/07/2021	20,000	IGP CC ROUGE SYRAH	AS00000142	C

The right pane shows the 'Analyse' tab for the selected operation, displaying various analysis parameters and their values.

Ordre de traitement	N° OT	Etat OT	Opération	Prévu le	Stade d'avancement
1000000025	Réalisé	TRAITEMENTS DIVERS MVT	20/07/2021		

The 'Situation analytique' tab shows the analysis results for the selected operation.

Contrôle élémentaire	Derrière OC	Mesure
ACIDITE VOLATILE	AS00000003	10,00
ACIDITE TOTALE	AS00000003	8,00
SO2L	AS00000003	8,00
SO2T	AS00000003	8,00
DEGRE	AS00000003	12,00
ACIDITE VOLATILE	AS00000003	10,00
ACIDITE TOTALE	AS00000003	8,00
SO2L	AS00000003	8,00
SO2T	AS00000003	8,00
DEGRE	AS00000003	12,00
ACIDITE VOLATILE	AS00000003	10,00
ACIDITE TOTALE	AS00000003	8,00
SO2L	AS00000003	8,00
SO2T	AS00000003	8,00
DEGRE	AS00000003	12,00
ACIDITE VOLATILE	AS00000003	10,00
ACIDITE TOTALE	AS00000003	8,00

The 'Historique des OC' tab shows the history of operations for the selected operation.

N° OC	N° analyse ICV	Type	Libellé	Date OC
DV00000221		DIVERS	Ouvvert	20/07/2021

The screenshot shows the 'Historique des OC' window with two panes. The left pane displays the 'Général' tab with various information fields. The right pane shows the 'Infos article analyse' tab with various analysis parameters and their values.

Infos générales	Infos article analyse
N° OC: DV00000221	Code article: 0610SY12
Type: DIVERS	Libellé article: IGP CC ROUGE SYRAH
Statut: OUVERT	Dépôt: CHAI - GREENSPARK
Gamme de contrôle: CONTROLE BASE	N° cuve: C728
Date OC: 20/07/2021	Lot: PT00000001
Date édition:	Commentaire:
En anomalie ? :	

The 'Résultat OC' tab shows the analysis results for the selected operation.

Résultat OC [2]	Contrôle élémentaire	Option	Mesure	Commentaire	Intervalle début	Intervalle fin	Option	Option 2
ACIDITE VOLATILE			0,00		1,00	10,00		
ACIDITE TOTALE			0,00		12,00	14,00		

2.5 OC sur OF

The screenshot shows the 'Plan de contrôle' window with two panes. The left pane displays the 'Général' tab with various information fields. The right pane shows the 'Infos article analyse' tab with various analysis parameters and their values.

Lib. Article	Famille de contrôle qualité	Origine	Opération
IGP CC ROUGE SYRAH			OT AJ de Produits Près N
IGP CC ROUGE SYRAH			OT ASSEMBLAGE
IGP CC ROUGE SYRAH			OT TRAITEMENTS DIVER
IGP CC ROUGE SYRAH			OT RELOIEMENT
IGPCC ROUGE INSTANT PLAISIR 75 d			OF ASSEMBLAGE
IGPCC ROUGE INSTANT PLAISIR 75 d			OF RELOIEMENT
818 CDR ROUGE ATOUT PLAISIR 10 L			OF AJ de Produits Près N
IGP CC ROUGE SYRAH	CDR - Côtes du Roussillon		Agrégage Marché Vin
IGP CC ROUGE SYRAH	CDR - Côtes du Roussillon		Agrégage Marché Vin
IGP CC ROUGE SYRAH	CDR - Côtes du Roussillon		Mouvement Interne
IGP CC ROUGE SYRAH			OT Débourbage
IGP CC ROUGE SYRAH			OF Avis de retraiton
IGP CC ROUGE SYRAH			OF Réception



The right pane shows the 'Infos article analyse' tab for the selected operation, displaying various analysis parameters and their values.

Code article	Libellé article	Famille contrôle qualité	Origine	Opération
0610SY12	IGP CC ROUGE SYRAH			

The 'Plan de contrôle / gamme' tab shows the control plan for the selected operation.


Type d'OC	Gamme	Type comparaison	Commentaire
DIVERS	CONTROLE BASE	NORME	

Vous pouvez les visualiser et le saisir dans le programme QUALITE – CONTRÔLE QUALITE – Analyse – Historique des OC:




3 OC

3.1 Process



3.2 Accès aux OC

Vous pouvez accéder aux Ordres de Contrôle via le programme QUALITE – CONTRÔLE QUALITE programme



3.3 Statut OC

Vos OC peuvent passer par différents statuts en fonction de leur évolution :





- En cours : OC en cours de réalisation
- Ouvert : Une fois que vous avez saisi votre OC
- Validé : une fois que vous avez validé l'OC
- Clos : une fois que vous avez clôturé votre OC
-

3.4 Description

Le Plan de Contrôle sert à paramétrer le déclenchement des OC (Ordres de contrôles) automatiquement en fonction des événements de process (achats vin, opérations de chai, Fabrication, ..) et définir quel gamme de contrôle appliquée et avec quel type d'OC (numérotation).

Pour configurer ces plans de contrôle, rendez-vous dans le programme **Plan de contrôle** (Menu CHAI > ANALYSE > RÉFÉRENTIEL, ou programme « q_gs_plan_ctrl ») puis cliquez sur pour créer un nouveau plan.



Article : On peut choisir le déclenchement du plan de contrôle soit à l'article (dans ce cas, renseignez le code article), soit à la famille de contrôle qualité (dans ce cas, la sélectionner dans la liste déroulante).

Famille Contrôle qualité : définie dans la fiche article

Origine : Origine de l'évènement qui déclenche l'OC

- Agréage marché vin : OC créé sur un marché vin (analyse d'agréage)
- Avis de retrait : OC créé sur un avis de retrait (analyse de réception de vin)
- Mouvement interne : OC créé sur des mouvements interne (entrée de vin par exemple)
- OC : OC créé manuellement
- OF : OC créé sur un OF (Ordre de fabrication)
- Réception : OC créé sur une réception
- OT : OC créé sur un OT (Ordre de traitement au chai)

Opération : si origine OT indiquer le type d'opération

Sous liste des actions :

Type d'OC : voir gestion des types d'OC détermine notamment la numérotation des OC

Gamme de contrôle : gamme de contrôle utilisée

Type de comparaison : type de comparaison effectuée à la validation de l'OC pour déterminer le « hors norme »

- Analyse : comparatif avec un autre type d'analyse (exemple analyse de réception vs analyse d'agréage) en prenant en compte une tolérance définie dans les normes (voir CDC / Normes)
- Norme : comparatif par rapport à des min / max ou liste d'options possibles
- Situation analytique : comparatif avec la situation analytique du lot en tenant compte d'une tolérance

Les normes se basent sur les contrôles élémentaires. De ce fait, il existe 2 types de normes :

- Quantifiables (sur les mesures)
- Non quantifiables (sur les options)

On peut également spécifier une famille de contrôle associée à la norme. La norme est vérifiée à la validation d'un OC.

Accédez aux normes via le programme  **Normes** (Menu CHAI > ANALYSE > RÉFÉRENTIEL, ou programme « q_gs_norme »).

La norme peut s'appliquer à un article ou à une famille de contrôle qualité.

Lorsque la norme est quantifiable, renseignez l'intervalle des valeurs acceptées ainsi que la tolérance (exprimée soit en valeur, soit en pourcentage).

Norme (q_gs_norme:a:q_gs_norme)

Normes | Tous les champs

Article: 0610SY12 → IGP CC ROUGE SYRAH

Famille contrôle qualité: [dropdown]

Contrôle élémentaire: Acidité Totale IR (AT_IR) [dropdown]

Copier

Mesurable

Intervalle début	3,0000
Intervalle fin	3,5000
Tolérance en valeur	0,0000
Tolérance en pourcentage	0,0000

Qualitatif

Option 1	[dropdown]
Option 2	[dropdown]
Option 3	[dropdown]
Option 4	[dropdown]

Lorsque la norme n'est pas quantifiable, renseignez les options acceptées (4 au maximum).

3.5 Création de l'analyse

Pour créer une analyse, rendez-vous dans le programme  **Analyse** (Menu CHAI > ANALYSE, ou programme « q_gs_oc »), puis cliquez sur .

Indiquez le type d'OC et la gamme.

Historique des OC (q_gs_oc:q_gs_oc)

Indiquez l'article et la cuve concernée (le dépôt et le lot remontent tout seuls de la cuve).

Général | Tous les champs

Infos générales

N° OC

Type

Statut

Gamme de contrôle

Date OC

Date édition

Infos import_ICV

Identifiant import

N° analyse ICV

Association

N° ordre d'achat

N° ordre de fabrication

N° commande / ligne

N° marché vin

N° OT  Ouvrir

Infos article analyse

Code article

Libellé article

Dépôt

N° cuve

Lot

Commentaire

Ordre de contrôle

Etiquette

OC non édités

Valider

Cloturer

Supprimer

En cours

Résultat OC

Contrôle élémentaire	Option	Mesure	Commentaire	Intervalle début	Intervalle fin	Option	Option 2	Option 3	Option 4	Mesure

Lorsque les informations d'entête sont saisies, enregistrez ( ou **Entrée**).

La gamme prédéfini toutes les analyses (c'est-à-dire les contrôles élémentaires) à effectuer, mais il est toujours possible d'en rajouter ou d'en supprimer.

3.6 Edition d'un OC et des étiquettes

Depuis votre analyse, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs éditions, notamment l'Ordre de Contrôle et les étiquettes.

Ces boutons se situent dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Historique des OC (q_gs_oca:q_gs_oc)

Général | Tous les champs

Infos générales

N° OC: MN00000112

Type: MANUEL

Statut: [dropdown]

Gamme de contrôle: MANUELLE

Date OC: 27/04/2017

Date édition: [empty]

Infos article analyse

Code article: 0610SY12

Libellé article: IGP CC ROUGE SYRAH

Dépôt: CHAI - GREENSPARK

Infos import ICV

Identifiant import: [empty]

N° analyse ICV: [empty]

Association

N° ordre d'achat: [empty]

N° ordre de fabrication: [empty]

N° commande / ligne: [empty]

N° marché vin: [empty]

N° OT: [empty]

Ordre de contrôle

Etiquette

OC non édités

Valider

Cloturer

Supprimer

En cours

Crystal Reports [C:\GREENAPP\SPARKWINE\RPT\STANDARD\GS_ORDR...]

Rapport principal

ORDRE DE CONTRÔLE N°: MN00000112

DATE: 27/04/2017

TYPE: MANUEL

ARTICLE: IGP CC ROUGE SYRAH

LOT: ST00000002

DEPOT: CHAI - GREENSPARK

EMPLACEMENT: F009

Numéro de la page actuelle: 1 | Nombre total de pages: 2 | Facteur de zoom: 100%


Résultat OC [1]

Contrôle élémentaire	Option	Mesure	Commentaire	Intervalle début	Intervalle fin	Option	Option 2	Option 3	Option 4	Mesure
Acidité Totale IR (AT_		0,0000		3,0000	3,5000					


3.7 Saisie des résultats


Après avoir enregistré votre entête d'analyse, vous allez pouvoir saisir vos résultats.

La saisie se fait en « mode liste » dans la sous-liste en bas de votre fenêtre. Complétez, modifiez, ou ajoutez les contrôles élémentaires pertinents.



3.8 Validation de l'analyse

Cliquez sur le bouton  pour valider votre analyse.

Cliquez ensuite sur le bouton  pour la clôturer.

À chaque fois, le statut de l'analyse est automatiquement mis à jour.

La validation de l'analyse a pour effet de déclencher le contrôle de conformité par rapport aux normes et aussi met à jour la situation analytique (voir chapitre dédié).

4 IMPORT D'ANALYSE

4.1 Import Laboratoire externe ICV

4.1.1 Accès

Accédez à l'import d'analyse en vous rendant dans le programme  **Import analyses** (Menu CHAI > ANALYSE, ou programme « q_gs_oc_import_analyse »).


4.1.2 Mode d'accès

Aujourd'hui il existe 2 méthodes d'imports avec les fichiers ICV :


- Génération d'OC
 - C'est le cas le plus général : on importe un fichier et on génère ensuite les OC en fonction du fichier importé
- Affectation auto d'OC
 - Dans le cas où vos OC sont déjà créés, vous pouvez importer un fichier ICV qui va automatiquement affecter les résultats à vos OC, sans en créer de nouveau.
 - Utile dans le cas où vos OC sont configurés correctement pour être générés automatiquement
 - Il existe 2 manières de lier les OC : par la cuve / numéro d'OC (renseigner au préalable sur l'échantillon)

4.1.3 Faire un import

Tout d'abord, créez l'entête de votre enregistrement. Pour cela, cliquez sur  (ou faites **Ctrl** **A** pour ajouter), puis enregistrez tout de suite ( ou **Entrée**). Les champs sont automatiquement renseignés.



Après la validation de votre enregistrement, le système vous propose de choisir un fichier de résultat d'analyse :



(Cliquez sur oui pour ouvrir l'explorateur de fichier)


4.1.4 Erreur d'import

Il est possible de rencontrer des erreurs lors d'un import, celles-ci peuvent être de deux types :

- Contrôle(s) élémentaire(s) manquant(s)
- Cuve(s) vide(s)


Les erreurs viendront se logger dans le cadre « Logs import » (coin inférieur droit de la fenêtre).

Par exemple :



4.1.5 Création des Ordres de Contrôle (OC)

Si l'import n'a pas généré d'erreur, le système propose automatiquement de créer des Ordres de Contrôle (OC).




Sinon, il est possible de générer les OC via le bouton

Dès que la génération des OC a été effectuée, le système propose de visualiser ces OC. Si vous cliquez sur « Oui », le programme des Ordres de Contrôle s'ouvre.

4.2 Import Laboratoire IOC (MAISON ANTECH)

Idem que les imports ICV. Seul un paramétrage est à effectuer dans q_gs_param :



4.3 Import Analyseur (FOSS) (BIECHER)

5 SITUATION ANALYTIQUE

5.1 Principe

La situation analytique représente les dernières mesures les plus récentes pouvant venir de plusieurs analyses.

5.2 Mécanisme

La situation analytique est **mise à jour lors de la validation d'une analyse** : toutes les mesures sont prises en compte et mises à jour au niveau de l'article, du dépôt (chai), de la cuve (emplacement) et du lot. Si une mesure antérieure ne fait pas partie de l'analyse elle sera conservée

5.3 Accès

5.3.1 Accès soit à partir de la cuve

The 'Fiche cuve' window displays general information and a table of analytical situations.

Infos générales

N° cuve: C704
Type de cuve: INOX


Infos article

Code article / Mill / Stock: 0610SY13 → 2013 500
Libellé article: IGP CC ROUGE SYRAH

Situation Analytique [5]

Dernière Analyse	N° analyse ICV	Paramètre Analysé	Option	Mesure
DV00000242		ACIDITE VOLATILE		8,00
DV00000242		ACIDITE TOTALE		8,00
DV00000242		SO2L		8,00
DV00000242		SO2T		11,00
DV00000242		DEGRE		12,00

5.3.2 Accès à partir du programme



Situation analytique [5]

Contrôle élémentaire	Dernière OC	Mesure	Option	SA T	Code article	N° lot
ACIDITE VOLATILE	AS00000001	8,00		☐	0610SY12	AS000000045
ACIDITE TOTALE	AS00000001	8,00		☐	0610SY12	AS000000045
SO2L	AS00000001	8,00		☐	0610SY12	AS000000045
SO2T	AS00000001	11,00		☐	0610SY12	AS000000045
DEGRE	AS00000001	12,00		☒	0610SY12	AS000000045

Situation analytique (q_gs_situ_analytique:q_gs_situ_analyti...)

Article & Emplacement

Code article: 0610SY12
Lot: AS000000045
Dépôt: CHAI - GREENSPARK
Emplacement: C704

Contrôle

Dernière OC: AS00000001
Contrôle élémentaire: ACIDITE VOLATILE
Mesure: 8,00
Option:
SA Théorique: ☐

Résultats situation analytique [1]

Date début	Numéro	Mesure	Option
01/02/2021	AS00000001	8,00	

5.4 Situation analytique calculée

Fiche cuve (q_gs_cuve;a:q_gs_cuve)

Général | Opérations | Mouvements | Analyses | Complément | Vinification | Tous les champs

Infos générales
 N° cuve:
 Type de cuve:

Infos article
 Code article / Mill / Stock:
 Libellé article:

Situation Analytique [5]

Dernière Analyse	N° analyse ICV	Paramètre Analysé	Option	Mesure
		ACIDITE VOLATILE		5,00
DV00000242		ACIDITE TOTALE		8,00
DV00000242		SO2L		8,00
DV00000242		SO2T		11,00
		DEGRE		13,00

La situation analytique peut être également calculée lors d'un assemblage et dans la mesure ou aucune analyse n'a été validée sur le lot constitué sur l'assemblage.

Dans ce cas une situation analytique théorique est mise à jour lors de la validation de l'assemblage selon le processus suivant :

- Si des mesures se retrouvent sur plusieurs cuves, **la ligne sera en bleue** et le calcul sera une pondération entre les différentes mesures en amont au prorata des volumes mise en œuvre.
- Si les mesures sont uniques (présente sur une seule cuve, la valeur est reprise directement) et le numéro d'analyse d'origine est indiqué

Historique des OC (q_gs_cuve;a:q_gs_oc)

Général | Tous les champs

Infos générales
 N° OC:
 Type:
 Statut:
 Gamme de contrôle:
 Date OC:
 Date édition:
 En anomalie? ☐

Infos import JCV
 Identifiant import:
 N° analyse ICV:

Association
 N° ordre d'achat:
 N° ordre de fabrication:
 N° commande / ligne:
 N° marché vin:
 N° OT:

Infos article analyse
 Code article:
 Libellé article:
 N° cuve:
 Lot:
 Commentaire:

Résultat OC [5]

Contrôle élémentaire	Option	Mesure	Commentaire	Intervalle début	Intervalle fin	Option 2	Option 3	Option 4	Mesure
ACIDITE VOLATILE		10,00							
ACIDITE TOTALE		10,00							
SO2L		10,00							
SO2T		10,00							
DEGRE		10,00							

Situation Analytique [5]				
Dernière Analyse	N° analyse ICV	Paramètre Analysé	Option	Mesure
		ACIDITE VOLATILE		5,00
DV00000242		ACIDITE TOTALE		8,00
DV00000242		SO2L		8,00
DV00000242		SO2T		11,00
		DEGRE		13,00

6 DEGUSTATIONS

Sur chaque cuve, une dégustation peut être associée, vous pouvez lui attribuer :

- Une note
- Un ensemble de caractéristiques, défini par :
 - La caractéristique
 - Un commentaire

Vous aurez donc à renseigner une caractéristique de dégustation, à paramétrer (avec un simple couple code - libellé).

7 LIEN CUVERIE (ONGLET ANALYSE)

7.1 Fiche cuve : onglet Analyses

Accès depuis la fiche cuve (CHAI > Fiche Cuve) dans l'onglet « Analyses » :

Fiche cuve (q_gs_cuve; aq_gs_cuve)

Général | Qualité | Analyses | Opérations | Mouvements | Vinification | Réservations | Evénements | Complément | Tous les champs

Infos générales
N° cuve:
Type de cuve: INOX

Infos article
Code article / Millésime: 0610SY12 2012
Libellé article: IGP CC ROUGE SYRAH

Situation Analytique [5]

Dernière Analyse	N° analyse ICV	Paramètre Analysé	Option	Mesure
DV00000018		ACIDITE VOLATILE		10,0000
AS00000003		ACIDITE TOTALE		8,0000
AS00000003		SO2L		8,0000
AS00000003		SO2T		8,0000
DV00000018		DEGRE		9,0000

Historique des OC [1]

N° OC	N° analyse ICV	Type	Libellé	Date OC	Lib. Article	Emplacement	N° O
DV00000018		DIVERS	VALIDÉ	11/02/2021	IGP CC ROUGE SYRAH	C726	

Dégustation

N°	Date	Note	Commentaire


Situation analytique

Analyses

Dégustation

7.2 Création d'une analyse directement à partir de la cuve

Depuis votre fiche cuve, dans l'onglet analyses, vous pouvez créer directement votre analyse via le bouton :



Une fenêtre en création s'ouvre :

Historique des OC (q.gs_ocia:q.gs_oc)

Général | Tous les champs

Infos générales

N° OC: 00000001

Type: [dropdown]

Statut: [dropdown]

Gamme de contrôle: [dropdown]

Date OC: 16/08/2021

Date édition: [text]

En anomalie ? ☐

Infos import IGV

Identifiant import: [text]

N° analyse IGV: [text]

Association

N° ordre d'achat: [text]

N° ordre de fabrication: [text]

N° commande / ligne: [text]

N° marché vin: [text]

N° OT: [text] [Ouvrir]

Infos article analyse

Code article: 01100315

Libellé article: CDR ROUGE 153

Dépôt: CHAI - GREENSPARK

N° cuve: M014

Lot: A00000110

Commentaire: [text area]

Actions:

- Certificat d'analyse
- Etiquette
- OC non édité
- Valider
- Cloturer
- Supprimer
- En cours


Résultat OC

Contrôle élémentaire	Option	Mesure	Commentaire	Intervalle début	Intervalle fin	Option	Option 2	Option 3	Option 4	Mesure

Vous devez saisir le type d'OC, son statut et la gamme de contrôle.

7.3 Sélection de cuve non analysées

Il est possible de filtrer sur les cuves qui sont non analysées grâce au bouton :



Une fenêtre s'ouvre vous permettant de filtrer :

Recherche des cuves non analysées --> Veuillez renseigner vos critères de filtre svp. ...

Code article : [text]

Dépôt : NON RECHERCHÉ [x]

Base vin : NON RECHERCHÉ [x]

Appellation : NON RECHERCHÉ [x]

Catégorie : NON RECHERCHÉ [x]

Cépage : NON RECHERCHÉ [x]

Vignoble : NON RECHERCHÉ [x]

Domaine : NON RECHERCHÉ [x]

Région : NON RECHERCHÉ [x]


Couleur : NON RECHERCHÉ [x]

Millésime : [text]

Primeur : ☐

OK Annuler

Vous pouvez aussi sélectionner les cuves non analysées depuis une date grâce au bouton



Une fenêtre s'ouvre, permettant de filtrer :

W Recherche des cuves non analysées --> Veuillez renseigner vos critères de filtre svp. ... X

Date limite : 26/02/2021

Code article :

Base vin : NON RECHERCHÉ [*]

Appellation : NON RECHERCHÉ [*]

Catégorie : NON RECHERCHÉ [*]

Cépage : NON RECHERCHÉ [*]

Vignoble : NON RECHERCHÉ [*]

Domaine : NON RECHERCHÉ [*]

Région : NON RECHERCHÉ [*]

Couleur : NON RECHERCHÉ [*]

Millésime :

Primeur : ☐

OK Annuler